

應用位置:	髌關節
應用類別:	支持髌關節屈肌活動
應用症狀:	髌關節/屈肌無力或不適
貼布形狀及數量:	1塊 I 形貼布
施貼姿勢:	躺臥

活力肌腱貼 - 髌關節／屈肌無力或不適 - 應用步驟說明

1.	<ul style="list-style-type: none"> ● 把 I 形貼布貼於大腿內側，然後拉展至腹部，施貼時注意避免把貼布貼於內褲上。 	
2.	<ul style="list-style-type: none"> ● 把腿緩緩向外轉，令大腿肌肉拉展，然後把貼布末端貼於腹部。 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> ● 完成圖。 	