



應用位置:	膝關節
應用類別:	支持膝關節/膕骨(菠蘿蓋)活動 (自行施貼)
應用症狀:	因十字韌帶引至的肌肉關節無力不穩
貼布形狀及數量:	1 塊 I 形貼布
施貼姿勢:	坐著

活力肌腱貼 - 膝關節/膕骨(菠蘿蓋)不適 (自行施貼) - 應用步驟說明

1.	<ul style="list-style-type: none"> ● 先屈膝，然後把貼布拉展至最大長度。 	
2.	<ul style="list-style-type: none"> ● 把貼布開端貼於膝蓋外側，然後沿著膝蓋底部施貼，貼至膝蓋內側。 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> ● 完成圖。 	